



適切なメンテナンスがお客様を様々なリスクから守ります。

安全キャビネットは、人体に危険性のある微生物・病原体などから作業者を保護し、かつ取り扱う試料を室内空気による汚染から保護する装置です。そのため、フィルター交換をはじめとするメンテナンスが適切に行われていない場合、人体や試料に甚大な影響を与える可能性があります。

サービスプラン

運用方法に応じて選択できるプランを準備。

点検項目や実施頻度などは、お客様それぞれに応じて最適なプランをご提案いたします。

オススメ

実施項目		エッセンシャルケア (診断型保守契約)	プライムケア (予防保全型保守契約)
故障診断技術料	突然の故障時などに技術者が訪問し診断・調査	✓	✓
外観検査	外観および付属品に破損がないこと	✓	✓
作動検査	可動部やスイッチが適切に動作すること	✓	✓
風速検査	流入・吹出し風速が規定値以内であること	✓	✓
点検・作業項目	フィルター性能検査	HEPA フィルターが適切な性能を有していること	✓
	気流検査	煙がキャビネット外に漏出ししないこと	✓
	排気ファン点検*	ファンベルトの目視確認	✓
	ホルムアルデヒド燻蒸	ホルムアルデヒドガスによる庫内滅菌作業	✓
	報告書作成	作業報告書の作成・提出	✓
フィルター交換作業**	フィルターの交換及び試運転調整	別途有償	✓
故障部品・交換作業料	故障の際には、その修理に関わる部品代及び作業料を別途お見積りさせていただきます	別途有償	別途有償



「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」では、第1種～第3種病原体使用施設は年1回以上、第4種病原体使用施設は定期的に点検を行うことが義務化されています。

\*屋外排気タイプのみの実施項目となります。 \*\*交換後フィルターの廃棄は別途有償となります。